

wardoo

TECH 4 HUMANS

aspíliga[®]

Nuestro producto

Hemos desarrollado un sistema que, a través de la combinación de hardware (En este caso, dispositivo en forma de pulsera o colgante) y software (App, dashboard...), es capaz de notificar a una persona que ha tenido contacto con un caso diagnosticado de **COVID 19** para que este pueda iniciar una cuarentena preventiva.

Ruta del usuario

Centros para personas mayores



01

Empieza el día

Es el primer día de Rosa en la residencia. Cuando se solicitó su ingreso, la residencia le proporcionó un dispositivo Wardoo en forma de colgante, que porta encendido.


02

Antes de entrar

Antes de entrar en la residencia, deberá pasar por la zona de control donde la persona de seguridad o recepción leerá el código QR del dispositivo para darle de alta en el sistema. La lectura de cada dispositivo solo se hace la primera vez, después queda memorizada.

Hay una baliza en cada una de las puertas de acceso que memoriza los contactos cercanos registrados por cada dispositivo.

ID001	
ID002	DÍA 1
ID005	DÍA 2
ID005	DÍA 3
ID005	DÍA 7



03

En la residencia

Durante el día, Rosa hablará y se cruzará con varias personas.



aspíliga



04

Transcurre el día

Rosa hace un día normal. Lleva a cabo las actividades cotidianas manteniendo la distancia de seguridad con el resto de las personas.



aspíliga




En caso de darse un contacto cercano con algún compañero el dispositivo vibrará y emitirá un sonido.



aspíliga

wardoo



ID001	
ID002	DÍA 1: 12:42
ID005	DÍA 1: 12:50
ID006	DÍA 1: 12:50
ID008	DÍA 1: 13:00
ID114	DÍA 1: 13:15



05

Al final del día

A la hora de irse a dormir, pasará por el centro de control donde el dispositivo descargará de forma automática los datos de todos los contactos registrados durante el día para poder marcar una trazabilidad en caso de contagio.

Los datos se descargarán a través de una baliza y podrán ser consultados por el responsable del centro



06

Rosa se prepara para irse a dormir. Le acompaña un enfermero para asegurarse de que todo está bien. El enfermero que le acompaña está en una whitelist, por lo que sus pulseras ni vibran ni suenan.



aspíliga

info@aspiliga.com

México Tel. +51 5591835216

España Tel. +34 607 66 77 97